



BACTINET



MATÉRIEL

FLACON SPRAY

120 ml

Idéal pour y verser du **BACTI-LOTION** et se désinfecter les mains à tout moment de la journée

COMPOSITION : Plastique

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Contenant en plastique : -transparent permettant de vérifier le niveau de produit restant
-Pouvant contenir jusqu'à 120 ml
- Pulvérisateur : permet de projeter le contenu sans débordement
- Bouchon : permet de garder le pulvérisateur en bon état.




MODE D'UTILISATION :

1 UTILISATION :

Ouvrir le flacon en le dévissant.
Verser le **BACTI-LOTION** à l'intérieur.
Refermer le flacon.
Pulvériser en appuyant dessus.
Une seule pulvérisation suffit pour désinfecter correctement les mains.

4 CONDITIONNEMENT : Flacon de 120ml



N'hésitez pas à nous contacter !

PA de Brocéliande - BP 30019 - Rue des Huloux - 56801 PLOËRMEL Cedex

02 97 93 07 22
www.bactinet.com